

## Dynex Agility System



**Katalognummer:** 67000

**Lagerung:** Bez teplotního režimu

**Hersteller:** Dynex Technologies, Inc.

### Instrumentenbeschreibung:

- Vollautomatische Verarbeitung, die alle manuellen Flüssigkeitsübertragungsschritte überflüssig macht.
- Bis zu 16 an Bord gelagerte SmartKits<sup>®</sup>-Träger für gleichzeitige Fahrten.
- Flexibler Durchsatz ermöglicht die Aufnahme von bis zu 12 Platten gleichzeitig – das Gerät verwendet drei Roboterarme, um eine maximale Prozesseffizienz zu erzielen.
- Bis zu 200 integrierte Probenröhrchen mit zusätzlicher Dauerladefähigkeit.
- Umfassendes Verbrauchsmaterial- und Bestandsüberwachungssystem, das eine kontinuierliche Handhabung der Reagenzien ermöglicht.
- Automatisiertes Scannen der Strichcodes der Kits, automatische Erkennung des Röhrchentyps und automatische Streifenprüfung.
- Umfassende LIS-Integration.
- Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche.
- Alle Verbrauchsmaterialien für jeden Assay sind bereits im TestLine SmartKit<sup>®</sup> für maximalen Benutzerkomfort und Sicherheit vorverpackt.