

## TMB-Complete 2 (1 l)



**EAN-Code:** 8595635303630

**Katalognummer:** TMB0L1

**Verpackungsgröße:** 1000 ml

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

### Beschreibung:

- Lösung enthält TMB (3,3', 5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN), Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) und Stabilisatoren.
- Lösung enthält keine toxischen Verbindungen.
- Die garantierte Extinktion für 100 µl Leerwert beträgt weniger als 0,100 bei 450 nm.

Haltbarkeit: 30 Monate